

OSTEOSINTESIS GENERAL

IMPLANTES, PLACAS Y TORNILLOS



TRAUMA PLACAS

PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS

MATERIAL:

Acero para implantes 316 LVM

KIRSCHNER: 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8

STEINMAN: 2,0 / 2,5 / 3,0

PLACAS ORIFICIOS	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18
DCP 4,5 ANCHA				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
DCP 4,5 ANGOSTA					X	X	X	X	X		X	X	X	X
DCP 3,5			X	X	X	X	X	X	X		X			
1/3 DE CAÑA			X	X	X	X	X	P	P		P			
RECONSTRUCCION RECTA 3,5				X	X	X	X	X	X	X	X			
BAJO CONTACTO 4,5 ANCHA				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
BAJO CONTACTO 4,5 ANGOSTA														
BAJO CONTACTO 3,5			X	X	X	X	X	X	X		X			



Placas de bajo contacto para tornillos de 3,5 mm y 4,5 mm



Placas de reconstrucción



Placas tercio de caña

TRAUMA TORNILLOS

TORNILLERIA CORTICAL - ESPONJOSO PEQUEÑOS Y GRANDES FRAGMENTOS

MATERIAL:

Acero para implantes 316 LVM

ARANDELAS:

De 7 mm y 13 mm

MEDICION LONGITUD: VASTAGO ROSCADO

TORNILLOS	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36	38	40	42	44	45	46	48	50	52	54	55	56	58	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
CORTICAL 2,7		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						
CORTICAL 3,5		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X																
CORTICAL 4,5					X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X										
ESPONJOSOS 4,0		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X			X		X																		
ESPONJOSOS 6,5 R.16 - R.32														X		X			X		X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

MEDICION LONGITUD: CABEZA Y VASTAGO

TORNILLOS	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	36	38	40	42	44	45	46	48	50	52	54	55	56	58	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
BLOQUEO 3,5		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X			X		X		X	X		X		X	X										
BLOQUEO 5,0					X	X	X	X	X	X	X			X		X			X		X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

TRAUMA TORNILLOS

TORNILLOS CANULADOS

MATERIAL:

Titanio para implantes 316 LVM

TORNILLOS CANULADOS DE 4.0 MM - ROSCA CORTA

LONGITUD	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	46	48	50
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

ARANDELAS EN TITANIO 7MM

GUIAS 1,2 X 150 MM

TORNILLOS CANULADOS DE 7.0 MM R16 Y R32

ROSCA	35	40	45	40	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
16	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ARANDELAS EN TITANIO 13MM

GUIAS ROSCADAS 1,8 X 230MM

TORNILLOS
AUTOTARRAJANTES Y
AUTOPERFORANTES

MEDICION
LONGITUD TOTAL:
CUERPO DEL
TORNILLO

PLACAS - TORNILLOS

MATERIAL: ACERO PARA IMPLANTES 316LVM

PLACAS/ORIFICIOS	3	4	5	6	7	8	10	12	14
DHS 135º BARRIL CORTO Y LARGO	X	X	X	X	X	X	X	X	X
GUIA ROSCADA 2,5									
DCS 95º	X	X	X	X	X	X			
DCS 135º BARRIL CORTO Y LARGO							X	X	X



TORNILLOS	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
DESILIZANTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
COMPRESION SEGURIDAD													